



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

OPTIQUE LUNETTERIE

E2 – Épreuve technologique

ÉTUDE ET SUIVI DE DOSSIER

DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comprend :

Document ressource 1 : descriptif du verre EASY page 2

Document ressource 2 : carte du verre EASY page 2

Baccalauréat professionnel OPTIQUE–LUNETTERIE	Code : 2106-OL-T2 1	Session 2021	Ressources
E2 – Épreuve technologique : étude et suivi de dossier	Durée : 3 h	Coefficient: 3	Page 1/2

Document ressource 1 : descriptif du verre EASY

EASY Le verre de proximité organique free form

Ce verre est un verre de proximité. Il est à proscrire aux usagers de la route.

Pour quels porteurs ?

Easy présentant des champs de vision de près et intermédiaire plus importants que ceux des verres progressifs, cet équipement est proposé aux :

- Presbytes porteurs d'unifocaux et nécessitant une grande profondeur de champ de vision (*informatique, réunion, lecture, bricolage...*)
- Presbytes équipés de lentilles en VL nécessitant un équipement de près.

L'aisance dans la vision de près

- La puissance diminue doucement du bas vers le haut du verre, 4 dégressions possibles, Easy propose donc au porteur une large vision de près avec une grande profondeur de champ (*vision nette de 40 cm à plus de 3 m*)
- Respectant l'inclinaison naturelle de la tête, Easy offre également au porteur un très grand confort d'utilisation et limite la fatigue oculaire.
- Easy est disponible en minéral ainsi qu'en organique.


Calcul de la profondeur de champs

$$P_m = \frac{1}{\text{Addition} - \text{Dégression sélectionnée}}$$

Montage

Pour un montage confortable pour le porteur il faut monter la croix de centrage pleine pupille en vision de loin, et respecter les distances minimales suivantes :

- Croix de centrage 13 mm sous la tangente supérieure de la monture
- Croix de centrage 16 mm au-dessus de la tangente inférieure de la monture



Pour passer commande


Veuillez préciser la puissance VP droite et gauche ainsi que la dégression choisie (0,75, 1,25, 1,75, 2,25)
Easy : Profondeur de champs (en m) en fonction de l'addition du porteur et de la dégression choisie.

Addition														Dégression
1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00		
	2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50	0.44	0.40	0.36			0.75	
			2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50	0.44	0.40	0.36	1.25	
					2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	0.50	0.44	1.75	
							2.00	1.33	1.00	0.80	0.67	0.57	2.25	

■ Zone d'utilisation optimale de la géométrie Easy. □ Exemple : le porteur a une addition de 3,00 avec sa paire de progressifs ; il désire travailler sur un écran d'ordinateur situé à environ 50 cm : la dégression la plus adaptée est 1,25

Document ressource 2 : carte du verre EASY

(Échelle non respectée)



Baccalauréat professionnel OPTIQUE-LUNETTERIE	Code : 2106-OL-T2 1	Session 2021	Ressources
E2 – Épreuve technologique : étude et suivi de dossier	Durée : 3 h	Coefficient: 3	Page 2/2

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.